

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Soporte giratorio para pipetas

Descripción : De polipropileno. Para pipetas de hasta 10 mm de diámetro



Esterilizable en autoclave a 121°


DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
PSRP-094-001	para 94 pipetas	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSRP-094-001	5,29	0,655	39233010	08434868037465

FOTO DEL PRODUCTO



astik's

MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Pipette stand, rotary

Description : Polypropylene. Suitable for pipettes up to 10 mm of diameter



Autoclavability


TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
PSRP-094-001	up to 94 pipettes	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSRP-094-001	5,29	0,655	39233010	08434868037465

PRODUCT PHOTO



astik's

MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Support rotatif pour pipette

Description : En polypropylène. Pour pipette jusqu'à 10 mm de diamètre



Autoclavable


DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
PSRP-094-001	pour 94 pipettes	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSRP-094-001	5,29	0,655	39233010	08434868037465

PHOTO PRODUIT



astik's

MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Supporto girevole per pipette**Descrizione :** In polipropilene. Per pipette con un diametro fino a 10 mm

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
PSRP-094-001	per 94 pipette	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSRP-094-001	5,29	0,655	39233010	08434868037465

FOTO DEL PRODOTTO



astik's

MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Roterende pipetstandaard**Beschrijving :** Van polypropyleen. Geschikt voor pipetten met een diameter tot 10 mm

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
PSRP-094-001	voor 94 pipetten	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSRP-094-001	5,29	0,655	39233010	08434868037465

PRODUKTFOTO



astik's

MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pipettengestell, drehbar**Beschreibung :** Aus Polypropylen. Für Pipetten mit bis zu 10 mm Durchmesser.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
PSRP-094-001	für 94 Pipetten	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSRP-094-001	5,29	0,655	39233010	08434868037465

PRODUKTFOTO



astik's

MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.